



Estetica

Attacchi in ceramica policristallina FLI® SIGNATURE CLEAR >>> RMO®

Attacchi estetici in ceramica policristallina. Sono progettati mediante l'utilizzo della tecnologia CAD/CAM. Sono caratterizzati da una particolare conformazione dello slot che consente di ridurre la frizione e facilitare l'inserimento dei fili. Il design brevettato della base, garantisce una perfetta ritenzione meccanica durante il trattamento ed una facile decementazione, inoltre si adatta in maniera ottimale alla superficie del dente.

Il materiale con cui sono realizzati (99.99% ossido di allumina puro) li rende totalmente trasparenti evitando così antiestetici bagliori o riflessi.

FLI® SIGNATURE CLEAR Ricketts® Bioprogressive® >>> attacchi da cementare >>> slot .0185 x .030

KQ07602	Bocca completa superiore ed inferiore con gancio su canini e premolari	20 pz
	Bustine di ricambio	5 pz

Arcata Superiore

GEMELLARI



Centrali superiori <i>Larghezza 3,9 mm (0°A; 22°T)</i>	Q07600
Laterali superiori <i>Larghezza 3,4 mm (8°A; 14°T)</i>	Q07602 dx Q07603 sx
Canini superiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (5°A; 7°T)</i>	Q07606 dx Q07607 sx
Canini superiori senza gancio <i>Larghezza 3,3 mm (5°A; 7°T)</i>	Q07604 dx Q07605 sx
Premolari superiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; 0°T)</i>	Q07610



FLI® SIGNATURE CLEAR Ricketts® Bioprogressive® >>> attacchi da cementare >>> slot .0185 x .030

Arcata Inferiore

GEMELLARI

Incisivi inferiori <i>Larghezza 2,8 mm (0°A; 0°T)</i>	Q07620
Canini inferiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (5°A; 7°T)</i>	Q07626 dx Q07627 sx
Canini inferiori senza gancio <i>Larghezza 3,3 mm (5°A; 7°T)</i>	Q07624 dx Q07625 sx
Premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; 0°T)</i>	Q07610



Estetica

FLI® SIGNATURE CLEAR Roth >>> attacchi da cementare >>> slot .022 x .028

KQ07302	Bocca completa superiore ed inferiore con gancio su canini e premolari	20 pz
	Bustine di ricambio	5 pz

Arcata Superiore

GEMELLARI



Centrali superiori <i>Larghezza 3,9 mm (5°A; 12°T)</i>	Q07300 dx Q07301 sx
Laterali superiori <i>Larghezza 3,4 mm (9°A; 8°T)</i>	Q07302 dx Q07303 sx
Canini superiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (11°A; 0°T; 4°MO)</i>	Q07306 dx Q07307 sx
Premolari superiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; -7°T)</i>	Q07310

Arcata Inferiore

GEMELLARI

Incisivi inferiori <i>Larghezza 2,8 mm (0°A; 0°T)</i>	Q07320
Canini inferiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (5°A; -11°T; 2°MO)</i>	Q07326 dx Q07327 sx
Primi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,4 mm (0°A; -17°T)</i>	Q07330
Secondi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,4 mm (0°A; -22°T)</i>	Q07334


FLI® SIGNATURE CLEAR Roth >>> attacchi da cementare >>> slot .018 x .025

KQ07202	Bocca completa superiore ed inferiore con gancio su canini e premolari	20 pz
KQ07205	Bocca da canino a canino superiore ed inferiore con gancio	12 pz
	Bustine di ricambio	5 pz

Arcata Superiore

GEMELLARI



Centrali superiori <i>Larghezza 3,9 mm (5°A; 12°T)</i>	Q07200 dx Q07201 sx
Laterali superiori <i>Larghezza 3,4 mm (9°A; 8°T)</i>	Q07202 dx Q07203 sx
Canini superiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (11°A; 0°T; 4°MO)</i>	Q07206 dx Q07207 sx
Premolari superiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; -7°T)</i>	Q07210

Arcata Inferiore

GEMELLARI

Incisivi inferiori <i>Larghezza 2,8 mm (0°A; 0°T)</i>	Q07220
Canini inferiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (5°A; -11°T; 2°MO)</i>	Q07226 dx Q07227 sx
Primi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,4 mm (0°A; -17°T)</i>	Q07230
Secondi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,4 mm (0°A; -22°T)</i>	Q07234



Estetica

FLI® SIGNATURE CLEAR MBT™ >>> attacchi da cementare >>> slot .022 x .028

KQ07502	Bocca completa (con gancio, senza estrazione)	20 pz
	Bustine di ricambio	5 pz

Arcata Superiore

GEMELLARI




Centrali superiori <i>Larghezza 3,9 mm (4°A; 17°T)</i>	Q07500 dx Q07501 sx
Laterali superiori <i>Larghezza 3,4 mm (8°A; 10°T)</i>	Q07502 dx Q07503 sx
Canini superiori con gancio, con estrazione <i>Larghezza 3,3 mm (8°A; 0°T)</i>	Q07506 dx Q07507 sx
Canini superiori con gancio, senza estrazione <i>Larghezza 3,3 mm (8°A; -7°T)</i>	Q07516 dx Q07517 sx
Premolari superiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; -7°T)</i>	Q07510

Arcata Inferiore

GEMELLARI

Incisivi inferiori <i>Larghezza 2,8 mm (0°A; -6°T)</i>	Q07522
Canini inferiori con gancio, con estrazione <i>Larghezza 3,3 mm (3°A; 0°T)</i>	Q07526 dx Q07527 sx
Canini inferiori con gancio, senza estrazione <i>Larghezza 3,3 mm (3°A; -6°T)</i>	Q07538 dx Q07539 sx
Primi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,4 mm (0°A; -12°T)</i>	Q07530
Secondi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,4 mm (0°A; -17°T)</i>	Q07534


FLI® SIGNATURE CLEAR MBT™ >>> attacchi da cementare >>> slot .018 x .025

KQ07402	Bocca completa (con gancio, senza estrazione)	20 pz
	Bustine di ricambio	5 pz

Arcata Superiore

GEMELLARI



Centrali superiori <i>Larghezza 3,9 mm (4°A; 17°T)</i>	Q07400 dx Q07401 sx
Laterali superiori <i>Larghezza 3,4 mm (8°A; 10°T)</i>	Q07402 dx Q07403 sx
Canini superiori con gancio, con estrazione <i>Larghezza 3,3 mm (8°A; 0°T)</i>	Q07406 dx Q07407 sx
Canini superiori con gancio, senza estrazione <i>Larghezza 3,3 mm (8°A; -7°T)</i>	Q07416 dx Q07417 sx
Premolari superiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; -7°T)</i>	Q07410

Arcata Inferiore

GEMELLARI

Incisivi inferiori <i>Larghezza 2,8 mm (0°A; -6°T)</i>	Q07422
Canini inferiori con gancio, con estrazione <i>Larghezza 3,3 mm (3°A; 0°T)</i>	Q07426 dx Q07427 sx
Canini inferiori con gancio, senza estrazione <i>Larghezza 3,3 mm (3°A; -6°T)</i>	Q07438 dx Q07439 sx
Primi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,4 mm (0°A; -12°T)</i>	Q07430
Secondi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,4 mm (0°A; -17°T)</i>	Q07434