



Estetica

Attacchi in Ceramica SIGNATURE III >>> RMO®

Attacchi estetici in ceramica caratterizzati da una particolare conformazione dello slot che consente di ridurre la frizione dell'arco e lo stress a cui è sottoposto l'attacco. Il particolare design della base a coda di rondine, garantisce una perfetta ritenzione meccanica durante il trattamento ed una facile decementazione. Disponibili nelle tecniche Standard Edgewise, Original Ricketts® Standard, Bioprogressive® RMO®, Roth, MBT. *Le caratteristiche principali sono:*

- Marcatura ad inchiostro
- Rialzo dello slot arrotondato e brevettato per ridurre fratture e frizione
- Profondo incavo sotto le alette per facili legature
- Base a coda di rondine per una perfetta ritenzione meccanica durante tutto il trattamento ed un'agevole decementazione
- Torque nella base
- Superfici arrotondate e lisce per il massimo comfort del paziente

Signature III Standard Edgewise >>> attacchi da cementare >>> slot .022 x .028

KQ09062	Bocca completa superiore ed inferiore	20 pz
KQ09060	Bocca da canino a canino superiore ed inferiore	12 pz
	Bustine di ricambio	5 pz

Arcata Superiore

GEMELLARI



Centrali superiori <i>Larghezza 3,9 mm (0°A; 0°T)</i>	Q09020
Laterali superiori <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; 0°T)</i>	Q09022
Canini superiori senza gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; 0°T)</i>	Q09024
Premolari superiori senza gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; 0°T)</i>	Q09026

Arcata Inferiore

SINGOLI GEMELLARI

Incisivi inferiori <i>Larghezza 2,8 mm (0°A; 0°T)</i>	Q09028
Canini inferiori senza gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; 0°T)</i>	Q09024
Premolari inferiori senza gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; 0°T)</i>	Q09026


Signature III Standard Edgewise >>> attacchi da cementare >>> slot .018 x .025

KQ09042	Bocca completa superiore ed inferiore	20 pz
	Bustine di ricambio	5 pz

Arcata Superiore

GEMELLARI



Centrali superiori <i>Larghezza 3,9 mm (0°A; 0°T)</i>	Q09000
Laterali superiori <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; 0°T)</i>	Q09002
Canini superiori senza gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; 0°T)</i>	Q09004
Premolari superiori senza gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; 0°T)</i>	Q09006

Arcata Inferiore

SINGOLI GEMELLARI

Incisivi inferiori <i>Larghezza 2,8 mm (0°A; 0°T)</i>	Q09008
Canini inferiori senza gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; 0°T)</i>	Q09004
Premolari inferiori senza gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; 0°T)</i>	Q09006



Estetica

Attacchi in Ceramica SIGNATURE III >>> RMO®

Signature III Ricketts® Original Bioprogressive® >>> attacchi da cementare >>> slot .0185 x .030

KQ08003	Bocca completa superiore ed inferiore	20 pz
KQ08002	Bocca da canino a canino superiore ed inferiore	12 pz
	Bustine di ricambio	5 pz

Arcata Superiore

GEMELLARI




Centrali superiori <i>Larghezza 3,9 mm (0°A; 22°T)</i>	Q08000
Laterali superiori <i>Larghezza 3,2 mm (9°A; 14°T)</i>	Q08002 dx Q08003 sx
Canini superiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (5°A; 7°T)</i>	Q08006 dx Q08007 sx
Canini superiori senza gancio <i>Larghezza 3,3 mm (5°A; 7°T)</i>	
Premolari superiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; 0°T)</i>	Q08020

Arcata Inferiore

GEMELLARI

Incisivi inferiori <i>Larghezza 2,7 mm (0°A; 0°T)</i>	Q08022
Canini inferiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (5°A; 7°T)</i>	Q08014 dx Q08015 sx
Canini inferiori senza gancio <i>Larghezza 3,3 mm (5°A; 7°T)</i>	
Premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; 0°T)</i>	Q08020


Signature III RMO® Bioprogressive® >>> attacchi da cementare >>> slot .0185 x .030

KQ08103	Bocca completa superiore ed inferiore	20 pz
	Bustine di ricambio	5 pz

Arcata Superiore

GEMELLARI



Centrali superiori <i>Larghezza 3,9 mm (0°A; 22°T)</i>	Q08100
Laterali superiori <i>Larghezza 3,2 mm (9°A; 14°T)</i>	Q08102 dx Q08103 sx
Canini superiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (5°A; 7°T)</i>	Q08106 dx Q08107 sx
Canini superiori senza gancio <i>Larghezza 3,3 mm (5°A; 7°T)</i>	Q08104 dx Q08105 sx
Premolari superiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; -7°T)</i>	Q08108

Arcata Inferiore

GEMELLARI

Incisivi inferiori <i>Larghezza 2,7 mm (0°A; 0°T)</i>	Q08120
Canini inferiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (5°A; 7°T)</i>	Q08114 dx Q08115 sx
Canini inferiori senza gancio <i>Larghezza 3,3 mm (5°A; 7°T)</i>	Q08112 dx Q08113 sx
Primi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; -17°T)</i>	Q08116
Secondi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; -22°T)</i>	Q08118



Estetica

Attacchi in Ceramica SIGNATURE III >>> RMO®

Signature III Roth >>> attacchi da cementare >>> slot .022 x .028

KQ03046	Bocca completa superiore ed inferiore	20 pz
KQ03042	Bocca da canino a canino superiore ed inferiore	12 pz
	Bustine di ricambio	5 pz

Arcata Superiore

GEMELLARI



Centrali superiori <i>Larghezza 3,8 mm (5°A; 12°T)</i>	Q03030 dx Q03031 sx
Laterali superiori <i>Larghezza 3,2 mm (9°A; 8°T)</i>	Q03032 dx Q03033 sx
Canini superiori con gancio <i>Larghezza 3,2 mm (11°A; 0°T; 4°MO)</i>	Q03034 dx Q03035 sx
Premolari superiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; -7°T)</i>	Q03036

Arcata Inferiore

GEMELLARI

Incisivi inferiori <i>Larghezza 2,7 mm (0°A; 0°T)</i>	Q03049
Canini inferiori con gancio <i>Larghezza 3,2 mm (5°A; -11°T; 2°MO)</i>	Q03041 dx Q03042 sx
Primi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; -17°T)</i>	Q03043
Secondi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; -22°T)</i>	Q03044



Signature III Roth >>> attacchi da cementare >>> slot .018 x .025

KQ03026	Bocca completa superiore ed inferiore	20 pz
KQ03022	Bocca da canino a canino superiore ed inferiore	12 pz
	Bustine di ricambio	5 pz

Arcata Superiore

GEMELLARI



Centrali superiori <i>Larghezza 3,8 mm (5°A; 12°T)</i>	Q03010 dx Q03011 sx
Laterali superiori <i>Larghezza 3,2 mm (9°A; 8°T)</i>	Q03012 dx Q03013 sx
Canini superiori con gancio <i>Larghezza 3,2 mm (11°A; 0°T; 4°MO)</i>	Q03014 dx Q03015 sx
Premolari superiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; -7°T)</i>	Q03016

Arcata Inferiore

GEMELLARI

Incisivi inferiori <i>Larghezza 2,7 mm (0°A; 0°T)</i>	Q03029
Canini inferiori con gancio <i>Larghezza 3,2 mm (5°A; -11°T; 2°MO)</i>	Q03021 dx Q03022 sx
Primi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; -17°T)</i>	Q03023
Secondi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; -22°T)</i>	Q03024



Estetica

Attacchi in Ceramica SIGNATURE III >>> RMO®

Signature III MBT >>> attacchi da cementare >>> slot .022 x .028

KQ03302	Bocca completa (con gancio, senza estrazione)	20 pz
KQ03305	Bocca completa (con gancio, con estrazione)	20 pz
	Bustine di ricambio	5 pz

Arcata Superiore



GEMELLARI

Centrali superiori <i>Larghezza 3,9 mm (4°A; 17°T)</i>	Q03300 dx Q03301 sx
Laterali superiori <i>Larghezza 3,4 mm (8°A; 10°T)</i>	Q03302 dx Q03303 sx
Canini superiori con gancio, con estrazione <i>Larghezza 3,3 mm (8°A; 0°T)</i>	Q03306 dx Q03307 sx
Canini superiori con gancio, senza estrazione <i>Larghezza 3,3 mm (8°A; -7°T)</i>	Q03316 dx Q03317 sx
Premolari superiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; -7°T)</i>	Q03310

Arcata Inferiore

GEMELLARI

Incisivi inferiori <i>Larghezza 2,8 mm (0°A; -6°T)</i>	Q03320
Canini inferiori con gancio, con estrazione <i>Larghezza 3,4 mm (3°A; 0°T)</i>	Q03326 dx Q03327 sx
Canini inferiori con gancio, senza estrazione <i>Larghezza 3,4 mm (3°A; -6°T)</i>	Q03336 dx Q03337 sx
Primi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,4 mm (2°A; -12°T)</i>	Q03330 dx Q03331 sx
Secondi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,4 mm (2°A; -17°T)</i>	Q03334 dx Q03335 sx



Signature III MBT >>> attacchi da cementare >>> slot .018 x .025

KQ03202	Bocca completa (con gancio, senza estrazione)	20 pz
	Bustine di ricambio	5 pz

Arcata Superiore



GEMELLARI

Centrali superiori <i>Larghezza 3,9 mm (4°A; 17°T)</i>	Q03200 dx Q03201 sx
Laterali superiori <i>Larghezza 3,4 mm (8°A; 10°T)</i>	Q03202 dx Q03203 sx
Canini superiori con gancio, con estrazione <i>Larghezza 3,3 mm (8°A; 0°T)</i>	Q03206 dx Q03207 sx
Canini superiori con gancio, senza estrazione <i>Larghezza 3,3 mm (8°A; -7°T)</i>	Q03216 dx Q03217 sx
Premolari superiori con gancio <i>Larghezza 3,3 mm (0°A; -7°T)</i>	Q03210

Arcata Inferiore

GEMELLARI

Incisivi inferiori <i>Larghezza 2,8 mm (0°A; -6°T)</i>	Q03220
Canini inferiori con gancio, con estrazione <i>Larghezza 3,4 mm (3°A; 0°T)</i>	Q03226 dx Q03227 sx
Canini inferiori con gancio, senza estrazione <i>Larghezza 3,4 mm (3°A; -6°T)</i>	Q03236 dx Q03237 sx
Primi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,4 mm (2°A; -12°T)</i>	Q03230 dx Q03231 sx
Secondi premolari inferiori con gancio <i>Larghezza 3,4 mm (2°A; -17°T)</i>	Q03234 dx Q03235 sx