



Fili e archi

Archi in Nichel-Titanio Basic (Trueform I) termico >>> G&H FLEX MEDICS

Archi in nichel-titanio termico (attivato termicamente), consentono piegature ampie prima dell'inserimento in bocca, si attivano una volta inseriti nel cavo orale grazie alla temperatura corporea. Sono contrassegnati sulla linea mediana: 3 tacche mordenzate per i superiori e 1 tacca per gli inferiori.
In confezione da 10 pezzi.



SEZIONE ROTONDA

	SUPERIORE	INFERIORE
.012	60X000-T	60X001-T
.014	60X002-T	60X003-T
.016	60X004-T	60X005-T
.018	60X006-T	60X007-T
.020	60X008-T	60X009-T

SEZIONE QUADRATA

.016 x .016	60X020-T	60X021-T
.018 x .018	60X026-T	60X027-T

SEZIONE RETTANGOLARE

.016 x .022	60X022-T	60X023-T
.017 x .025	60X024-T	60X025-T
.018 x .025	60X028-T	60X029-T
.019 x .025	60X030-T	60X031-T
.021 x .025	60X032-T	60X033-T

Archi in Nichel-Titanio Europa I (Euroform I) termico >>> G&H FLEX MEDICS

Identici ai precedenti ma in forma Europa I (Euroform I). In confezione da 10 pezzi.



SEZIONE ROTONDA

	SUPERIORE	INFERIORE
.012	60X000-T-E	60X001-T-E
.014	60X002-T-E	60X003-T-E
.016	60X004-T-E	60X005-T-E
.018	60X006-T-E	60X007-T-E
.020	60X008-T-E	60X009-T-E

SEZIONE QUADRATA

.016 x .016	60X020-T-E	60X021-T-E
.018 x .018	60X026-T-E	

SEZIONE RETTANGOLARE

.016 x .022	60X022-T-E	60X023-T-E
.017 x .025	60X024-T-E	60X025-T-E
.018 x .025	60X028-T-E	60X029-T-E
.019 x .025	60X030-T-E	60X031-T-E
.021 x .025	60X032-T-E	60X033-T-E